

EVIMA[®]
WELLNESS SYSTEMS



DISPOSITIVO MEDICO



CUSCINI ERGONOMICI PER IL BENESSERE DELLA SCHIENA IN **CASA, UFFICIO E AL VOLANTE**

COMFORT ED ERGONOMIA PER UNA POSTURA SEMPRE CORRETTA

Mantenere una posizione naturale e comoda è fondamentale per il benessere della persona, tanto più è il tempo che si trascorre seduti. Forte di un'esperienza lunga più di quarant'anni nella produzione di sedie di alta qualità per l'ufficio, Moving investe il proprio know-how in un progetto dedicato alla salute della schiena e del bacino. EVIMA offre una gamma di prodotti adatti ad ogni tipo di seduta e facili da utilizzare. Dispositivi medici progettati, brevettati e fatti in Italia.

index

- 4 CUSCINO ERGONOMICO PER LA CASA/UFFICIO
- 12 CUSCINO ERGONOMICO PER SEDUTE USO SANITARIO
- 20 CUSCINO ERGONOMICO PER SEDILI AUTO/VEICOLI
- 28 SUPPORTO LOMBARE PER SEDILI AUTO/VEICOLI
- 36 ISTRUZIONI D'USO, MANUTENZIONE E DICHIARAZIONE CONFORMITÀ


CUSCINO ERGONOMICO PER LA CASA/UFFICIO

Il tessuto microforato permette
un'ottima circolazione dell'aria



CUSCINO ERGONOMICO PER LA CASA/UFFICIO

Il Cuscino Ergonomico per casa e ufficio è ideato per l'ambiente casalingo o di lavoro, è indicato particolarmente per coloro che hanno problemi legati al bacino, alle anche e di conseguenza alla colonna vertebrale. Il poliuretano espanso e le molle al suo interno garantiscono il corretto supporto e permettono una distribuzione omogenea del peso, alleviando i dolori a carico dei glutei e della schiena adattandosi alle diverse morfologie del corpo evitando costrizioni al flusso sanguigno degli arti inferiori.



QUALITÀ
GARANTITA



MADE
IN ITALY




ECO
FRIENDLY



CE MD
XC028 DISPOSITIVO MEDICO
ID: 2612371/Cuscino Casa-Ufficio


COLORI DISPONIBILI



GRIGIO





NERO



BLU

CARATTERISTICHE

- ✓ Pacchetto di molle brevettate inserito in modo da sostenere il bacino e permettere un allineamento della colonna vertebrale
- ✓ Design del prodotto e scelta dei materiali che facilita la circolazione sanguigna e il mantenimento di una postura corretta
- ✓ Materiale antiscivolo per evitare scivolamenti o instabilità del cuscino



TESSUTO
ANTISCIVOLO

CUSCINO ERGONOMICO PER LA CASA/UFFICIO



CORREZIONE
DELLA POSTURA



SOLLIEVO
DEL BACINO



BENEFICIO
PER LA SCHIENA



MIGLIORA
LA CIRCOLAZIONE
SANGUIGNA



SOSTEGNO
DELLA COLONNA
VERTEBRALE




TRASPIRAZIONE
OTTIMALE



SUPPORTO
AI GLUTEI

TESSUTO OEKO TEX



- ✓ privo di sostanze nocive a contatto con la pelle
- ✓ elevate capacità idrofiliche
- ✓ elevate capacità di distribuzione dell'umidità
- ✓ rapida asciugatura
- ✓ sfoderabile e lavabile a 30°



CERTIFICAZIONE DI SICUREZZA
CHIMICA **OEKO TEX**




TEST SULLA PRESSIONE

SEDUTA CASA/UFFICIO




Dai test effettuati è risultato che la pressione maggiore del corpo (zona rossa) senza l'utilizzo del cuscino, è concentrata in aree relativamente piccole. Il peso del corpo viene quindi scaricato in punti limitati e questo potrebbe creare anche del dolore. Con l'utilizzo del cuscino Evima si evidenzia come la zona rossa sia più ampia e, di conseguenza, la pressione del corpo viene distribuita in modo più uniforme favorendo una migliore circolazione sanguigna.

SENZA CUSCINO EVIMA



CON CUSCINO EVIMA




CUSCINO ERGONOMICO
PER SEDUTE
USO SANITARIO



CUSCINO ERGONOMICO PER SEDUTE USO SANITARIO

Il Cuscino Ergonomico per sedute uso casalingo è disponibile anche per l'ambiente sanitario ed è indicato particolarmente per coloro che hanno problemi o hanno subito operazioni al bacino, alle anche o hanno patologie alla colonna vertebrale. Il poliuretano espanso e le molle al suo interno garantiscono il corretto supporto e permettono una distribuzione omogenea del peso, alleviando i dolori a carico dei glutei e della schiena adattandosi alle diverse morfologie del corpo evitando costrizioni al flusso sanguigno degli arti inferiori.



QUALITÀ
GARANTITA



MADE
IN ITALY



ECO
FRIENDLY



CE MD
XC028 DISPOSITIVO MEDICO
ID: 2612371/Cuscino Casa-Ufficio



COLORI DISPONIBILI



BLU

CARATTERISTICHE

- ✓ Pacchetto di molle brevettate inserito in modo da sostenere il bacino e permettere un allineamento della colonna vertebrale
- ✓ Design del prodotto e scelta dei materiali che facilita la circolazione sanguigna e il mantenimento di una postura corretta
- ✓ Efficacia antiurina e antimicrobica, valida contro un'ampia gamma di microbi
- ✓ Materiale antiscivolo per evitare scivolamenti o instabilità del cuscino



TESSUTO
ANTISCIVOLO

CUSCINO ERGONOMICO PER SEDUTE USO SANITARIO



SUPPORTO

AI GLUTEI



SOLLIEVO

DEL BACINO



BENEFICIO

PER LA SCHIENA



MIGLIORA

LA CIRCOLAZIONE
SANGUIGNA



SOSTEGNO

DELLA COLONNA
VERTEBRALE




**ANTIMICROBICO E
ANTIURINA**



MIGLIORA

L'IGIENE

TESSUTO BIOCOTE



- ✓ Efficacia antimicrobica
- ✓ Resistenza all'urina
- ✓ Antimuffa
- ✓ Resistente agli sbalzi termici
- ✓ Resistenza ai Raggi UV
- ✓ Resistenza allo sfregamento
- ✓ Non irrita la pelle
- ✓ Resistenza al fuoco
- ✓ Resistenza alle macchie
- ✓ Resistenza alla lacerazione



Il cuscino ergonomico per sedute uso sanitario è prodotto con il tessuto **Biocote**, noto per la sua efficacia antibatterica. Questo speciale rivestimento aiuta a proteggere la superficie e a prevenire la degradazione causata dalla crescita microbica. Inoltre è in grado di migliorare l'igiene complessiva grazie alle sue caratteristiche di resistenza all'urina, ai batteri e alle muffe.


 CASA E UFFICIO	 MEDICI E SANITARIE
	

TEST SULLA PRESSIONE
SEDUTA USO SANITARIO


CATAS
Testing Certification Research

Dai test effettuati è risultato che la pressione maggiore del corpo (zona rossa) senza l'utilizzo del cuscino, è concentrata in aree relativamente piccole. Il peso del corpo viene quindi scaricato in punti limitati e questo potrebbe creare anche del dolore. Con l'utilizzo del cuscino Evima si evidenzia come la zona rossa sia più ampia e, di conseguenza, la pressione del corpo viene distribuita in modo più uniforme favorendo una migliore circolazione sanguigna.

SENZA CUSCINO EVIMA



CON CUSCINO EVIMA



CUSCINO ERGONOMICO PER SEDILI AUTO/VEICOLI




Sostegno alla spina dorsale

Garantisce un'ottima
circolazione sanguigna

Massima traspirabilità grazie
al materiale antidecubito

CUSCINO ERGONOMICO PER SEDILI AUTO/VEICOLI

Il cuscino sedile ergonomico è stato studiato per l'utilizzo nei veicoli, è un prodotto specifico per chi passa tante ore alla guida. I suoi componenti quali le molle inserite al suo interno e il materiale antidecubito garantiscono il corretto supporto della schiena, un'ottima traspirabilità e circolazione sanguigna. Caratteristica principale che contraddistingue questo cuscino è la presenza di uno strato di materiale antidecubito che permette la dispersione del calore e dell'umidità e previene quindi un'eccessiva sudorazione. Inoltre consente di ridurre la frizione che il cuscino esercita sul corpo, così da migliorare il comfort.



QUALITÀ
GARANTITA



MADE
IN ITALY




ECO
FRIENDLY



CE **MD**
XC029 DISPOSITIVO MEDICO
ID: 2612185/Cuscino Auto-Veicoli


COLORI DISPONIBILI



GRIGIO





NERO



BLU

CARATTERISTICHE

- ✓ Pacchetto di molle per sedile brevettate inserito in modo da sostenere la schiena e permettere una migliore circolazione sanguigna
- ✓ Tessuto interno antidecubito che offre una maggiore traspirabilità
- ✓ Design del prodotto e scelta dei materiali che facilita il mantenimento di una postura corretta e previene un'eccessiva sudorazione
- ✓ Materiale antiscivolo per evitare scivolamenti o instabilità del cuscino



TESSUTO
ANTISCIVOLO

CUSCINO ERGONOMICO PER SEDILI AUTO/VEICOLI



SUPPORTO

AI GLUTEI



SOLLIEVO

DEL BACINO



BENEFICIO

PER LA SCHIENA



MIGLIORA

LA CIRCOLAZIONE
SANGUIGNA



MIGLIORA

LA GUIDA



TRASPIRAZIONE


DEL SEDILE



PREVIENE


LA SUDORAZIONE

TESSUTO INTERNO 3D ANTIDECUBITO




- ✓ ottime caratteristiche di passaggio dell'aria
- ✓ elevate proprietà idrofiliche
- ✓ rapida asciugatura
- ✓ maggiore comfort tecnico grazie al ricircolo e al mantenimento dell'aria

TESSUTO ESTERNO OEKO TEX



- ✓ privo di sostanze nocive a contatto con la pelle
- ✓ elevate capacità idrofiliche
- ✓ elevate capacità di distribuzione dell'umidità
- ✓ rapida asciugatura
- ✓ sfoderabile e lavabile a 30°



CERTIFICAZIONE DI SICUREZZA
CHIMICA **OEKO TEX**



SEDILI
AUTO/VEICOLI


**OEKO
TEX®**

TEST SULLA PRESSIONE SEDILI AUTO/VEICOLI




Dai test effettuati è risultato che la pressione maggiore del corpo (zona rossa) senza l'utilizzo del cuscino, è concentrata in aree relativamente piccole. Il peso del corpo viene quindi scaricato in punti limitati e questo potrebbe creare anche del dolore. Con l'utilizzo del cuscino Evima si evidenzia come la zona rossa sia più ampia e, di conseguenza, la pressione del corpo viene distribuita in modo più uniforme favorendo una migliore circolazione sanguigna.

SENZA CUSCINO EVIMA



CON CUSCINO EVIMA




SUPPORTO LOMBARE PER SEDILI AUTO/VEICOLI



SUPPORTO LOMBARRE PER SEDILI AUTO/VEICOLI

Il **supporto lombare (XC030)** offre un sostegno ergonomico aggiuntivo alla schiena per chi trascorre molte ore in auto o in altro tipo di veicoli. Si adatta a ogni tipo di sedile e di corporatura, mentre permette di mantenere una posizione corretta, con notevoli benefici per la schiena e grande traspirabilità. È un accessorio opzionale e che deve pertanto essere utilizzato esclusivamente in presenza del **cuscino sedile (XC029)**. Per chi guida a lungo o è seduto come passeggero, abbinare il cuscino Evima e l'appoggio lombare si traduce in benessere. Meno fatica, migliore circolazione sanguigna e anche migliore respirazione.



XC029 + XC030



QUALITÀ
GARANTITA



MADE
IN ITALY



ECO
FRIENDLY



XC029 DISPOSITIVO MEDICO
ID: 2612185/Cuscino Auto-Veicoli

COLORI DISPONIBILI



GRIGIO




NERO




BLU

PERSONALIZZAZIONE DEL SUPPORTO LOMBARE



Il supporto lombare permette una libera personalizzazione dell'altezza e della larghezza dei cuscini laterali in base al fisico di una persona, così da adattarsi in modo efficace al proprio corpo.



La possibilità di rimuovere i cuscini laterali permette al supporto di adattarsi al tipo di sedile del veicolo e alla corporatura dell'utilizzatore conferendo un maggiore comfort nell'appoggio lombare.

SUPPORTO LOMBARE+CUSCINO ERGONOMICO PER SEDILI AUTO/VEICOLI



CORREZIONE
DELLA POSTURA



SOSTEGNO
DELLA COLONNA
VERTEBRALE



SOLLIEVO
DELLA ZONA LOMBARE



PREVIENE
LA SUDORAZIONE



MIGLIORA
LA GUIDA



MIGLIORE
RESPIRAZIONE




TRASPIRAZIONE
DEL SEDILE
E DELLO SCHIENALE




LIBERA
REGOLAZIONE
IN BASE AL FISICO

TESSUTO INTERNO 3D ANTIDECUBITO




- ✔ ottime caratteristiche di passaggio dell'aria
- ✔ elevate proprietà idrofiliche
- ✔ rapida asciugatura
- ✔ maggiore comfort tecnico grazie al ricircolo e al mantenimento dell'aria

TESSUTO ESTERNO OEKO TEX



- ✔ privo di sostanze nocive a contatto con la pelle
- ✔ elevate capacità idrofiliche
- ✔ elevate capacità di distribuzione dell'umidità
- ✔ rapida asciugatura
- ✔ sfoderabile e lavabile a 30°

 SEDILI AUTO/VEICOLI	Correzione postura	Sollievo bacino	Migliore respirazione	Previene sudorazione	Regolazione in base al fisico	Migliore circolazione sanguigna
		✔		✔		✔
	✔		✔		✔	

CARATTERISTICHE

- ✔ Grazie alla propria forma permette un rilassamento dei polmoni e un'espansione della gabbia toracica che favorisce una migliore respirazione



- ✔ Tessuto interno antidecubito che offre una maggiore traspirabilità



maggiore traspirabilità
grazie al materiale antidecubito

- ✔ Alette laterali rimovibili che servono a migliorare il comfort e a stabilizzare la posizione dell'utilizzatore




- ✔ Materiale antiscivolo per evitare scivolamenti o instabilità del supporto lombare




**TESSUTO
ANTISCIVOLO**

ISTRUZIONI D'USO, MANUTENZIONE E DICHIARAZIONE CONFORMITÀ




**CUSCINO ERGONOMICO
PER LA CASA/UFFICIO**

XC028



**CUSCINO ERGONOMICO
PER SEDUTE USO SANITARIO**

XC028



**CUSCINO ERGONOMICO
PER SEDILI AUTO/VEICOLI**

XC029



**SUPPORTO LOMBARE
PER SEDILI AUTO/VEICOLI**

XC030

ISTRUZIONI D'INSTALLAZIONE

Il cuscino è di facile utilizzo, per il suo posizionamento fare riferimento all'immagine riportata in basso in base al modello acquistato.

Per il corretto orientamento del cuscino fare riferimento all'etichetta apposta sul prodotto:

- Modelli XC028 e XC029: il cuscino va posizionato in modo tale che l'etichetta risulti a contatto con la seduta dal lato del sedile.
- Modello XC030: il supporto lombare va posizionato in modo tale che l'etichetta risulti a contatto con lo schienale in accordo con la figura seguente.



Accertarsi che il supporto (sedia / sedile dell'auto) sia stabile prima di posizionare il cuscino.

Prima dell'utilizzo accertarsi del corretto posizionamento del cuscino stesso.

ISTRUZIONI DI LAVAGGIO E PULIZIA

Lavare solo la fodera del dispositivo medico passando leggermente un panno umido con detersivo neutro sulla superficie, a temperatura non superiore a 30°C e lasciare asciugare a temperatura ambiente.

- Non usare alcool o altri solventi o detergenti.
- Non candeggiare.
- Asciugare all'aria lontano da fonti di calore.
- Non centrifugare e non strizzare.
- Non stirare.
- Non strofinare energicamente sulla superficie.
- Non immergere il dispositivo medico in liquidi di lavaggio.
- Sfoderabile e lavabile a 30°



Seguire le istruzioni fornite per il lavaggio del dispositivo anche quando questo entra in contatto con le urine dell'utilizzatore, anche nel caso in cui si sia in possesso della variante con tessuto antiurina.

AVVERTENZE E MODALITÀ D'USO

- Utilizzare il dispositivo medico sempre come dato in dotazione.
- Non utilizzare il supporto lombare XC030 da solo o in combinazione con il cuscino XC028 o con cuscini forniti da altri fabbricanti.
- Non utilizzare i dispositivi posizionati in maniera non conforme a quanto indicato nel paragrafo Istruzioni di installazione.
- Il dispositivo è stato progettato per un utilizzatore adulto, non lasciare che venga manipolato da un bambino senza la supervisione di un adulto.
- Utilizzare lontano da fiamme libere.
- Il prodotto è ad uso personale (non condividere con altre persone).
- Per un corretto utilizzo il dispositivo deve essere sempre tenuto integro in tutte le sue parti. In caso di lavaggio, le parti che lo compongono devono essere montate come in origine.
- Non utilizzare se il cuscino risulta deformato.
- Non frapporre oggetti o coperture di varia natura tra il cuscino e la seduta durante l'utilizzo.
- La sostituzione di eventuali parti che compongono questo dispositivo con altre non originali, esonera la casa costruttrice da ogni eventuale responsabilità.
- Non utilizzare il dispositivo medico privo del suo rivestimento esterno in dotazione per evitare il non corretto posizionamento dei sub componenti ed un eventuale usura dei medesimi. In caso di usura del rivestimento si consiglia l'immediata sostituzione.
- L'utilizzo del presente Dispositivo è indicato per persone con peso fino a 100 kg, si sconsiglia pertanto l'uso a pazienti di peso superiore.
- Non utilizzare il dispositivo senza indossare indumenti.
- Non utilizzare il dispositivo nel caso in cui comprometta il comfort dell'utilizzatore.

Se utilizzato e conservato secondo le istruzioni fornite dal presente manuale non sono presenti avvertenze specifiche ulteriori da comunicare all'utilizzatore.

Per utilizzare il cuscino ergonomico Evima non è necessario consultare operatori sanitari.

Se l'utilizzatore non rileva un miglioramento nonostante un utilizzo del cuscino ergonomico Evima, è opportuno valutare se l'installazione è corretta e corrispondente alle istruzioni. Se l'installazione è

1. ADEGUATA

- a. interrompere immediatamente l'uso del dispositivo
- b. riferire al venditore del cuscino Evima che l'utilizzo non è stato efficace
- c. consultare il proprio medico curante

2. NON ADEGUATA

- a. correggere l'installazione
- b. provare a continuare ad utilizzare Evima



INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO

Lo smaltimento del dispositivo deve essere effettuato come un normale rifiuto non tossico rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

COMUNICAZIONI

Per effettuare le comunicazioni a Moving S.r.l., si invita l'utente a utilizzare le seguenti email:

info@evima.it

ordini@evima.it

Si raccomanda di fare specifico riferimento alla tipologia di modello e al lotto/numero seriale cui la comunicazione fa riferimento.

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA

In base alle condizioni di questa garanzia MOVING S.r.l. garantisce i propri prodotti per un periodo di 2 (due) anni dal momento dell'acquisto. Se durante il periodo di garanzia il dispositivo medico, in normali condizioni di utilizzo, dovesse presentare malfunzionamenti dovuti a difetti di costruzione o a relativi materiali della MOVING s.r.l. potrà procedere alla riparazione e/o alla sostituzione. La garanzia è valida solo se il prodotto da riparare è accompagnato da documento comprovante la data di acquisto, il timbro e la firma del rivenditore (scontrino, documento di trasporto, fattura ecc.). Sarà a discrezione di MOVING S.r.l. la decisione se riparare il prodotto difettoso o procedere alla sua sostituzione. La presente garanzia non copre eventuali danni dovuti alla normale usura, all'utilizzo non appropriato, a eventi fortuiti, modifiche o adattamenti. Qualora si proceda alla riparazione in garanzia il prodotto godrà di un periodo di garanzia pari alla parte residua della garanzia originale, comunque non inferiore a 90 giorni. Si raccomanda di inviare il prodotto dopo averlo opportunamente lavato e igienizzato (per igienizzarlo utilizzare appositi spray per tessuti).

CERTIFICATO DI GARANZIA

Garanzia 24 mesi per difetti di fabbricazione

DATA DI VENDITA	RIVENDITORE (TIMBRO E FIRMA)
	 Via dell'Artigianato, 1 36070 Trissino (VI)
NUMERO DI LOTTO (Reperibile presso l'etichettatura del prodotto)	

La presente garanzia non è valida se non è completa in tutte le sue parti e deve accompagnare il dispositivo in caso di difetto.

DURATA DI VITA DEL PRODOTTO

La durata di vita del dispositivo è determinata dalla natura, usura e invecchiamento dei materiali e dalle modalità di utilizzo e manutenzione del dispositivo da parte dell'utilizzatore. In caso di corretta manutenzione ed utilizzo in conformità con le indicazioni contenute nel presente manuale è di 5 anni dalla data di fabbricazione, indicata nell'etichetta del dispositivo stesso.



Non utilizzare il dispositivo oltre alla sua durata di vita

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ (UE) ai sensi dell'Allegato IV del Regolamento UE 2017/745

Il fabbricante

MOVING S.r.l.



SRN	IT-MF-000041274
P. IVA	03196280246
Sede Legale e Amministrativa	Via dell'Artigianato 1 - 36070 Trissino VI (ITALY)
Telefono	+39 0445 490777
Mail	info@evima.it, ordini@evima.it
Sito internet	https://evima.it/

dichiara che il seguente dispositivo:

Dispositivo medico	EVIMA CUSCINO ERGONOMICO			Rif. ID registrazione ministeriale BD/RDM:
UDI-DI di base	805228289EVIMAE5			
Versione	· Casa / ufficio	Codice del prodotto	XC028	2612371
	· Veicolo	Codice del prodotto	XC029	2612185
Accessorio	· Supporto lombare	Codice del prodotto	XC030	


- è un dispositivo medico di classe I (cuscino Evima), conformemente alle regole di cui all'allegato VIII del Regolamento UE 2017/745.
Il supporto lombare, accessorio per la versione veicolo, è un dispositivo di classe I conformemente alle regole di cui all'allegato VIII del Regolamento UE 2017/745;
- è conforme al Regolamento UE 2017/745, in particolare rispetta i requisiti generali di sicurezza e prestazione di cui all'Allegato I del detto Regolamento;
- non contiene sostanze che, se usate separatamente possono essere considerate medicinale, secondo l'articolo 1 della direttiva 2001/83/EEC;
- non contiene derivati di prodotti di origine animale, sangue umano o suoi derivati;

La presente Dichiarazione di Conformità viene rilasciata sotto la responsabilità esclusiva di Moving S.r.l.

Trissino (VI), 05/04/2024

Moving S.r.l.
Legale
rappresentante
Pietro Lovato


Via dell'Artigianato, 1
36070 Trissino (VI)



www.shopevima.it


info@evima.it
ordini@evima.it

MOVING srl
Via dell'Artigianato 1
Trissino (VI) Italy
T +39 0445 490777

© all rights reserved MOVING srl. Made in Italy November 2024
Any reproduction of this document, even partial, is prohibited
without the prior authorisation of the company MOVING srl.

Photographic techniques do not allow perfect reproduction of
color shades, which should therefore be considered as purely
indicative. Printed colors on leather or fabrics may vary.





www.shopevima.it



DISPOSITIVO MEDICO